

クエスト バスキュラーテープ

- リトラクト・オ・テープ (Retract-O-Tape)
- サドルループ (Saddle Loop)

動脈・静脈・神経・腱を傷つけない弾力性と
優れた操作性を両立したシリコンチューブ




クエスト バスキュラーテープ

リトラクト・オ・テープ (Retract-O-Tape) / サドルループ (Saddle Loop)



【特長】

- 血管を傷つけない、しなやかで弾力性に富んだシリコンチューブ
- 周辺組織を分離しなくとも、血管を索引・結紮できるよう針をデザインすることで、結紮へのカテーテルの導入も容易
- アレルギーを引き起こしにくいラテックスフリー
- 結紮する組織や用途に応じて選べる各種サイズをラインナップ




リトラクト・オ・テープ



サドルループ

【ラインナップ】



【仕様】

製品番号	製品名	針	サイズ(mm)		入数	JANコード
			全長	外径		
1001	リトラクト・オ・テープ	なし	304.8	1.24	10P入/箱	0634624010017
1002	リトラクト・オ・テープ	なし	304.8	1.67		0634624010024
1012	リトラクト・オ・テープ	なし	457.2	1.67		0634624010123
1015	リトラクト・オ・テープ	なし	457.2	3.32		0634624010154
1032	リトラクト・オ・テープ	なし	457.2	1.67		0634624010321
1041	リトラクト・オ・テープ 鈍針	18G	304.8	1.24		0634624010413
1071	リトラクト・オ・テープ 鋭針	18G	304.8	1.24	8P入/箱	0634624010710
1541	サドルループ 鈍針	18G	101.6	1.24		0634624015418
1571	サドルループ 鋭針	18G	101.6	1.24		0634624015715

使用前に必ず添付文書をお読み下さい。
再滅菌・再使用しないで下さい。

販 売 名：クエスト バスキュラーテープ
滅 菌 方 法：エチレンオキシドガス滅菌
クラス分類：クラスⅡ 指定管理医療機器
医療機器認証番号：227AGBZX00074000

注意：改良のため予告なく仕様が変更されることがありますので、あらかじめご了承ください。

製造販売元

COSMOTEC
コスモテック株式会社
〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9
☎ 03-5802-3830 (代)

製造元：米国クエストメディカル株式会社

COS-QUE-VT-1909