



# Gekira

## PTA Balloon Catheter

— ヘキラPTAバルーンカテーテル —



販売名：コスモテックPTAバルーンカテーテル  
医療機器承認番号：21700BZZ00145000  
分類：高度管理医療機器



**COSMOTEC**  
コスモテック株式会社

## ■ラウンドカット・フレキシブルチップ

ラウンドカットされた先端部、  
テーパー化した先端チップ。  
そして、適度な硬度を持つソフトチップ。  
ガイドワイヤーをしっかりと捉え、病変部での  
多様な形状に対する通過性を向上させました。



## ■シャフトテクノロジー

プッシュビリティー、トラッカビリティーの両立を  
実現しました。

## ■親水性コーティング

耐久性のある親水性コーティングを採用。  
操作性、再通過性を向上させました。

## 規格一覧

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	カテーテル 有効長 (cm)	適合ガイド ワイヤー (inch)	シャフト径 (Fr)	適合シース イントロデューサー (Fr)	推奨拡張圧 NP (atm)	最大拡張圧 RBP (atm)
※ GPTA08-40-800	8	40	80	0.035	5.7	6	6	14
※ GPTA10-40-800	10				6	6	6	10
GPTA12-30-800	12	30			7	7	6	8
GPTA14-30-800	14				8	8	6	8
GPTA16-30-800	16				8	8	4	5

※印は受注発注品になります。

## バルーンコンプライアンスチャート

バルーン 規格径 (mm)	カタログ番号	バルーン コンプライアンス 径 (mm)																
		(atm)	3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0	11.0	12.0	13.0	14.0	15.0	16.0	17.0	18.0
8	GPTA08-40-800		7.63	7.78	7.90	8.00	8.07	8.14	8.20	8.26	8.31	8.36	8.42	8.48	8.53	8.59		
10	GPTA10-40-800		9.65	9.78	9.92	10.00	10.11	10.19	10.26	10.33	10.41	10.48						
12	GPTA12-30-800		11.29	11.54	11.79	12.00	12.23	12.40	12.59	12.74								
14	GPTA14-30-800		13.43	13.63	13.84	14.00	14.17	14.28	14.41	14.54								
16	GPTA16-30-800		15.68	16.00	16.40	16.72	16.94											

■ : 推奨拡張圧 (N.P.)

■ : 最大拡張圧 (R.B.P)

- ※ ご使用の前に、必ず添付文書をお読み下さい。
- ※ 再滅菌・再使用しないで下さい。
- ※ 滅菌方法: EOG (エチレンオキサイドガス) 滅菌

総販売元



**COSMOTEC**  
コスモテック株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9  
TEL:03-5802-3836 FAX:03-5804-8416

製造販売元 製造元

フィルメック株式会社