

COSMOTEC コネクタ

デバイス挿入を
容易に

コネクターの
全長を短く

使用する
治療用デバイスを
より末梢側に

COSMOTEC コネクタ

デバイス挿入口より止血バルブまでの距離をできるだけ短くした設計のため、ガイドワイヤーやマイクロカテーテルなどのデバイス挿入を容易にし、先端形状への影響を軽減します。

コネクターの全長を短くしながらも、持ちやすさを考慮した設計。コネクタ全長を短くした設計のため、使用する治療用デバイスをより末梢側に挿入することができます。

トリプルコネクタも同じ設計、全長となっているため、Yコネクタと同様に使用できます。



仕 様

- 内腔0.096inch (2.44mm) まで挿入可能
- コネクタ嵌合部にはISO594-2に適合しています。

規 格

製品番号	製品名	内径	JAN コード
CSM-001	Y コネクタ	0.096inch	4571180978657
CSM-101	トリプルコネクタ	0.096inch	4571180978671

販 売 名: コスモテックコネクタ

一般的名称: バルーン拡張式血管形成術向け
カテーテル用コネクタ

クラス分類: II (管理医療機器)

医療機器認証番号: 229AGBZX00060000

滅菌方法: EOG滅菌

使用上の注意

- ・有機溶剤を含んだ薬剤及び油性造影剤の使用、併用をしないでください。本品が破損する可能性があります。
- ・2MPa以上の圧力をかけないこと。本品が破損するおそれがあります。



代理店

製造販売元

 **COSMOTEC**
コスモテック株式会社

本社: 〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9
ツインビューお茶の水ビル
TEL: 03-5802-3830 FAX: 03-5802-6890
<http://cosmotec.com/>

製造元
ダイリン株式会社