


Gekira

PTA Balloon Catheter

— ヘキラPTAバルーンカテーテル —



販売名：PTAバルーンカテーテル3
医療機器承認番号：30600BZX00134000
分類：高度管理医療機器



COSMOTEC

コスモテック株式会社

■ラウンドカット・フレキシブルチップ

ラウンドカットされた先端部、
テーパー化した先端チップ。
そして、適度な硬度を持つソフトチップ。
ガイドワイヤーをしっかりと捉え、病変部での
多様な形状に対する通過性を向上させました。



■シャフトテクノロジー

プッシュビリティー、トラッカビリティーの両立を
実現しました。

■親水性コーティング

耐久性のある親水性コーティングを採用。
操作性、再通過性を向上させました。

PTA バルーン スペック シート

カタログ番号	バルーン径 (mm)	バルーン長 (mm)	有効長 (cm)	適 合 ガイドワイヤー (inch)	シャフト径 (Fr)	適合シース (Fr)	推奨拡張圧 NP (atm)	最大拡張圧 RBP (atm)
GPTA12-30-800F	12	30	80	0.035	7	7	6	8
GPTA14-30-800F	14				8	8	6	8
GPTA16-30-800F	16				8	8	4	5

PTA バルーン コンプライアンス チャート

バルーン 径 (mm)	カタログ番号 (atm)	バルーン コンプライアンス 径 (mm)							
		3.0	4.0	5.0	6.0	7.0	8.0	9.0	10.0
12	GPTA12-30-800F	11.29	11.54	11.79	12.00	12.23	12.40	12.59	12.74
14	GPTA14-30-800F	13.43	13.63	13.84	14.00	14.17	14.28	14.41	14.54
16	GPTA16-30-800F	15.68	16.00	16.40	16.72	16.94			

：推奨拡張圧 (N.P.)

：最大拡張圧 (R.B.P)

- ※ ご使用の前に、必ず添付文書をお読み下さい。
- ※ 再滅菌・再使用しないで下さい。
- ※ 滅菌方法：EOG (エチレンオキシドガス) 滅菌

総販売元



COSMOTEC
コスモテック株式会社

〒113-0033 東京都文京区本郷2-3-9
TEL : 03-5802-3836 FAX : 03-5802-6890

製造販売元 製造元

フィルメック株式会社